

高利通®

高利通科技（深圳）有限公司

注册号：440301503487332

地址：中国广东省深圳市龙华新区观光路 1301 号银星科技大厦 9 楼 D910， 邮编：518110

电话：0575-2907 8051， 传真：0755-2304 2710， 电邮：sales@gt910.com

光纤光谱仪使用注意事项

- (1) 使用前先预热 5-10 分钟，同时确保光谱仪的供电稳定；
- (2) 使用时各个接口需要连接紧实，避免较大的震动；
- (3) 操作软件是不要点击太快；
- (4) 观察某段或某个特定波长和采集数据的时候，最好先暂停，在进行下一步操作；
- (5) 使用结束或者不使用的的时候，盖好接口，避免污染狭缝，同时用恒温干燥箱存放。
- (6) 光纤在使用时避免大角度弯折和垂放，不使用时盖好光纤头。

高利通®
专业光谱仪生产制造商
热线：0755-29078051
官网：www.gt910.com



高利通